

WillowWood[®]

ALPHA[®]

Manga de suspensión Alpha Classic[®]
con tejido original
Instrucciones para el protesista

QUÉ HAY EN LA CAJA

Manga de suspensión Alpha Classic con tejido original
Instrucciones para el protesista
Instrucciones para el paciente

Entregue al paciente amputado las **Instrucciones para el paciente** que se incluyen en la caja.

CORTE

Es poco probable que sea necesario cortar una manga de suspensión Alpha Classic con tejido original para hacerla más corta. Sin embargo, si es necesario hacerlo, utilice unas tijeras grandes, una cuchilla para papel o una rueda de corte manual (n.º de parte 700-TL002). Si utiliza la rueda de corte manual, coloque la manga de suspensión sobre una tabla para cortar o un pedazo grueso de plástico. Usando una regla recta como guía, pase la rueda de corte por la manga de suspensión. Si se corta la manga de suspensión demasiado, la garantía no será válida.

GARANTÍA

WillowWood garantiza cada manga de suspensión Alpha Classic con tejido original a partir de la fecha de facturación por un período de sesenta (60) días contra defectos en material y mano de obra.

Un producto devuelto durante el período de garantía será evaluado y reparado o reemplazado según el criterio de WillowWood. Para evitar los cargos por reposición, usted debe obtener un número de autorización de devolución (RA, por su sigla en inglés) antes de devolver cualquier producto de WillowWood. Llame al 740-869-3377 o al 800-848-4930 para obtener un RA.

No se extiende ninguna garantía, expresa o implícita, por daños causados por abuso, mal uso o accidentes. La garantía se anulará si no se siguen las instrucciones de ajuste y de cuidado de rutina. Para su protección y la nuestra, limpie cuidadosamente todos los productos usados antes de devolverlos.

Descargo de responsabilidad de la garantía

WillowWood garantiza que, en el momento de la entrega, cada producto fabricado tendrá calidad profesional y estará sustancialmente libre de defectos. WILLOWWOOD NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPRESA, Y NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN OBJETIVO EN PARTICULAR. Esta garantía se anulará inmediatamente en el momento en que se combinen nuestros productos con otros materiales o de tal forma que se modifique la naturaleza de nuestros productos. El único remedio es el reemplazo de los productos o el otorgamiento de crédito para los productos. La responsabilidad de Willow Wood no excederá el precio de compra del producto. WillowWood no será responsable de ningún daño indirecto, incidental o consecuencial.

Retención de derechos de WillowWood

WillowWood conserva todos los derechos de propiedad intelectual reflejados o incorporados en sus productos físicos, independientemente de la transferencia de los productos físicos a cualquier otra parte o partes.



Los productos Alpha pueden derretirse o quemarse si se exponen a altas temperaturas o llamas. No exponga su producto Alpha a estas condiciones.



Este producto Alpha está destinado para uso de un solo paciente. El uso de este producto con múltiples pacientes podría dar lugar a la contaminación cruzada entre pacientes.



ADVERTENCIA: Para evitar riesgo de asfixia, mantenga este producto fuera del alcance de bebés o niños.

WillowWood[®]

The Ohio Willow Wood Company
15441 Scioto Darby Road
Mt. Sterling, OH 43143
Teléfonos 740.869.3377/800.848.4930
Fax 740.869.4374 www.willowwoodco.com
Patente www.willowwoodco.com/education-and-resources/patents



Ohio Willow Wood Company B.V.
Keizersgracht 62/64
1015 CS Amsterdam
Países Bajos

