


Lea detenidamente el presente manual de instrucciones antes del ajuste.



**Compuesto termoestable reforzado con fibra**

- No calentar
- Se requiere una superficie de contacto entre el carbono y la piel.

**A la hora de pulir/cortar**

- Protégase los ojos
- Utilice protección contra el polvo sobre la nariz y la boca
- No pula/corte/perfore las secciones estructurales como la estructura de carbono o la caña lateral
- No sobrecaliente el compuesto (máx. 100°) cuando lo pula when grinding the composite

- Uso exclusivo para un paciente.
- Este producto debe ser ajustado por o bajo la supervisión de un ortésico-protésico, ortésico o profesional médico equivalente titulado.
- Siempre se deben tomar medidas de precaución especiales para pacientes con problemas de visión, discapacidad cognitiva y/o sensibilidad reducida en las extremidades inferiores.
- El especialista debe informar siempre al paciente acerca de que la ortesis puede alterar la capacidad del paciente para realizar algunas actividades como la conducción.
- El manual de instrucciones para el paciente suministrado con el producto se debe entregar y revisar con el paciente.
- Es muy importante analizar el manual de instrucciones para el paciente con el paciente. El paciente debe recibir formación para supervisar el producto y el estado de la piel cada día. Se debe comunicar al paciente que deje de usar el equipo de inmediato y que le informe de cualquier síntoma de daño, desgaste o cualquier cambio en el rendimiento del equipo. También es importante que el paciente deje de usarlo de inmediato y que le informe si cambia el estado de la piel.
- L os cambios, alteraciones o modificaciones de este producto no descritos en las presentes Instrucciones serán responsabilidad de la persona que los lleve a cabo.
- Reciclaje: este producto se desechará conforme a las leyes y normativas nacionales y locales pertinentes. Si el producto ha estado expuesto a sustancias infecciosas o bacterias, se deberá desechar conforme a las leyes y normas nacionales y locales correspondientes a la eliminación de materiales contaminados.