

WillowWood[®]

ALPHA[®]

Manga de suspensión Alpha Basic[®]
Instrucciones para el protesista

QUÉ HAY EN LA CAJA

Manga de suspensión Alpha Basic
Instrucciones para el protesista
Instrucciones para el paciente

Entregue al paciente amputado las **Instrucciones para el paciente** que se incluyen en la caja.



CORTE

Es poco probable que sea necesario cortar una manga de suspensión Alpha Basic para hacerla más corta. Sin embargo, si es necesario hacerlo, utilice unas tijeras grandes, una cuchilla para papel o una rueda de corte manual (n.º de parte 700-TL002). Si utiliza la rueda de corte manual, coloque la manga de suspensión sobre una tabla para cortar o un pedazo grueso de plástico. Usando una regla recta como guía, pase la rueda de corte por la manga de suspensión. Si se corta la manga de suspensión demasiado, la garantía no será válida.

GARANTÍA

WillowWood garantiza cada manga de suspensión Alpha Basic a partir de la fecha de facturación por un período de treinta (30) días contra defectos en material y mano de obra. Un producto devuelto durante el período de garantía será evaluado y reparado o reemplazado según el criterio de WillowWood. Para evitar los cargos por reposición, usted debe obtener un número de autorización de devolución (RA, por su sigla en inglés) antes de devolver cualquier producto de WillowWood. Llame al 740-869-3377 o al 800-848-4930 para obtener un RA. No se extiende ninguna garantía, expresa o implícita, por daños causados por abuso, mal uso o accidentes. La garantía se anulará si no se siguen las instrucciones de ajuste y de cuidado de rutina. Para su protección y la nuestra, limpie cuidadosamente todos los productos usados antes de devolverlos.

Descargo de responsabilidad de la garantía

WillowWood garantiza que, en el momento de la entrega, cada producto fabricado tendrá calidad profesional y estará sustancialmente libre de defectos. WILLOWWOOD NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPRESA, Y NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN OBJETIVO EN PARTICULAR. Esta garantía se anulará inmediatamente en el momento en que se combinen nuestros productos con otros materiales o de tal forma que se modifique la naturaleza de nuestros productos. El único remedio es el reemplazo de los productos o el otorgamiento de crédito para los productos. La responsabilidad de Willow Wood no excederá el precio de compra del producto. WillowWood no será responsable de ningún daño indirecto, incidental o consecuencial.

Retención de derechos de WillowWood

WillowWood conserva todos los derechos de propiedad intelectual reflejados o incorporados en sus productos físicos, independientemente de la transferencia de los productos físicos a cualquier otra parte o partes.



Los productos Alpha pueden derretirse o quemarse si se exponen a altas temperaturas o llamas. No exponga su producto Alpha a estas condiciones.



Este producto Alpha está destinado para uso de un solo paciente. El uso de este producto con múltiples pacientes podría dar lugar a la contaminación cruzada entre pacientes.



Advertencia: Para evitar riesgo de asfixia, mantenga este producto fuera del alcance de bebés o niños.

WillowWood[®]

ALPHA[®]

Alpha Basic[®] Sleeve
Instruções ao protético

CONTEÚDO DA CAIXA

Alpha Basic Sleeve
Instruções ao protético
Instruções ao paciente

Forneça ao amputado as **Instruções ao Paciente** incluídas na caixa.



CORTE

Não é provável que uma joelheira tenha que ser cortada para reduzir seu comprimento. Porém, se for necessário apará-la, use uma tesoura grande, cortador de papel ou Disco de corte portátil (Nº de peça 700-TL002). Se estiver usando o Disco de corte portátil, coloque a joelheira sobre um quadro de corte ou pedaço de plástico grosso. Usando uma borda reta como guia, passe o disco de corte sobre a joelheira. Cortes muito curtos da joelheira não são cobertos pela garantia.

GARANTIA (ESTADOS UNIDOS)

A WillowWood garante cada Alpha Gel Cup contra defeitos de material e mão de obra durante um período de trinta (30) dias a partir da data de faturamento.

O produto devolvido durante o período de garantia será avaliado e reparado ou substituído a critério da WillowWood. Para evitar taxas de reentrada em estoque, você deve obter um Número de Autorização de Devolução (RA) antes da devolução de qualquer produto WillowWood. Ligue para +1-740-869-3377 ou +1-800-848-4930 para obter um RA.

Não há garantia, expressa ou implícita, para danos causados por uso incorreto, manuseio incorreto ou acidente. A garantia será anulada se as instruções de encaixe e conservação de rotina não forem seguidas. Para sua proteção e a nossa, limpe completamente todos os produtos usados antes da devolução.

GARANTIA (FORA DOS ESTADOS UNIDOS)

A WillowWood garante que este produto sai da fábrica livre de defeitos de material e de manufatura. O desgaste e a vida útil deste produto são muito afetados pela técnica e conservação aplicadas pelo protético durante a fabricação e o ajuste da prótese, e pelo nível de conservação dado pelo amputado. Contate seu distribuidor local para obter informações adicionais.

Isenção de garantia

A WillowWood garante que todo produto fabricado, no momento da entrega, apresentará boa qualidade de mão de obra e estará significativamente livre de defeitos. A WILLOWWOOD NÃO FORNECE NENHUMA OUTRA GARANTIA, IMPLÍCITA OU EXPRESA, NEM OFERECE GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. Esta garantia será imediatamente terminada no caso de combinação de nossos produtos com outros materiais ou de qualquer maneira que altere a natureza de nossos produtos. A única remediação é a substituição dos produtos ou o crédito pelos produtos. A responsabilidade da WillowWood não ultrapassa o preço de compra do produto. A WillowWood não se responsabiliza por nenhum dano indireto, incidental ou consequencial.

Detenção de direitos da WillowWood

A WillowWood detém todos os direitos de propriedade intelectual refletidos ou incorporados em seus produtos físicos, independentemente da transferência dos produtos físicos para terceiros.



Os produtos Alpha podem derreter ou queimar se forem expostos a altas temperaturas ou chamas. Não exponha o produto Alpha a estas condições.



Este produto Alpha deve ser utilizado por um único paciente. O uso do produto por vários pacientes pode levar a contaminação cruzada entre estes usuários.



Aviso: Para evitar o perigo de asfixia, mantenha este produto afastado de bebês ou crianças.

WillowWood[®]

ALPHA[®]

Alpha Basic[®] Sleeve Prosthetist Instructions

WHAT'S IN THE BOX

Alpha Basic Sleeve
Prosthetist Instructions
Patient Instructions



Please provide the amputee with the **Patient Instructions** included in the box.

CUTTING

It is not likely that an Alpha Basic Sleeve will have to be cut to a shorter length. If trimming is required, however, use large shears, a paper cutter, or a Hand-Held Cutting Wheel (Part No. 700-TL002). If using the Hand-Held Cutting Wheel, place the sleeve on a cutting board or a thick piece of plastic. Using a straight edge as a guide, roll the cutting wheel across the sleeve. Cutting the sleeve too short is not covered under warranty.

WARRANTY

WillowWood warrants each Alpha Basic Sleeve from the date of invoice for a period of thirty (30) days against defects in material and workmanship.

A product returned during the warranty period will be evaluated and repaired or replaced at WillowWood's discretion. To avoid restocking fees, you must obtain a Return Authorization (RA) Number prior to the return of any WillowWood product. Call 740-869-3377 or 800-848-4930 to obtain an RA.

There is no warranty, expressed or implied, for damage caused by abuse, mishandling or accident. The warranty is void if the fitting and routine care instructions are not followed. For your protection and ours, please thoroughly clean all used products prior to return.

Warranty Disclaimer

WillowWood warrants that each product manufactured will, at the time of delivery, be of workmanlike quality and substantially free of defects. WILLOWWOOD MAKES NO OTHER WARRANTY, IMPLIED, OR EXPRESSED, AND MAKES NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. This warranty shall terminate immediately upon an action to combine our products with other materials or in any manner to change the nature of our products. The sole remedy is replacement of the products or credit for the products. Willow Wood's liability shall not exceed the purchase price of the product. WillowWood shall not be liable for any indirect, incidental, or consequential damage.

WillowWood Retention of Rights

WillowWood retains all intellectual property rights reflected or incorporated in its physical products, regardless of the transfer of the physical products to another party or parties.



Alpha Products can melt or burn if exposed to high temperatures or flame. Do not expose your Alpha product to these conditions.



This Alpha product is intended for use on a single patient. Use of the product with multiple patients could lead to cross contamination between patients.




Warning: To avoid danger of suffocation, keep this product away from babies or children.

WillowWood[®]

The Ohio Willow Wood Company
15441 Scioto Darby Road
Mt. Sterling, OH 43143
phone 740.869.3377 / 800.848.4930
fax 740.869.4374 www.willowwoodco.com
Patent www.willowwoodco.com/education-and-resources/patents



Ohio Willow Wood Company B.V.
Keizersgracht 62/64
1015 CS Amsterdam
The Netherlands



PN-2551-B 25 JAN 2019